

MAITRISE UVIH

Chariot ou sac d'urgence - Observation

L'établissement peut développer d'autres réponses pour atteindre l'objectif. Il lui appartient d'en faire état.

Secteur : Nom auditeur : Date :	Fréquence de l'évaluation : 1x / mois si 1 NON => AGIR, actions correctives immédiates
--	--

Observations	Critères	OUI	NON	Commentaire
--------------	----------	-----	-----	-------------

Dans l'établissement

Un "Comité de pilotage" est actif	3.6-05			<i>Comité de pilotage qui valide (compte-rendu) : Composition pluridisciplinaire (Médecins, Pharmaciens Cadres de santé, IDE, IADE, administratifs, technique du SI, ...) La définition de l'UVIH propre à l'ES Les professionnels compétents Le numéro unique Le plan de formation (inclue simulation) Le matériel Le contenu : médicaments, DMR, gaz, défibrillateur, ... les périmes</i>
Le numéro unique d'urgence vitale est communiqué et affiché	3.6-05			<i>affichage dans tous les secteurs</i>
Le numéro d'appel direct et rapidement identifiable par les professionnels pour joindre directement un médecin habilité à intervenir en cas d'urgence vitale. (patient, visiteur)	3.6-05			<i>tester le numéro</i>
Le chariot d'urgence est aisément et rapidement accessible aux professionnels concernés	3.6-05			
Le circuit des commandes et de réapprovisionnement est défini	2.3-06 2.3-07			<i>procédure présentée</i>
Le responsable du secteur planifie les besoins en formation	3.6-05			<i>avoir connaissance des dates de formation (mail, intranet, ...)</i>
La formation continue prévoit des formations régulières aux gestes de première urgence	3.6-05			<i>avoir connaissance des dates de formation (mail, intranet, ...)</i>
Des exercices de mise en situation sont réalisés avec retour d'expérience	3.6-05			<i>point d'équipe, compte-rendu, plan d'actions, ...</i>

Dans les services de soins

Le chariot d'urgence est aisément et rapidement accessible aux professionnels concernés	3.6-05			
Le numéro d'appel est affiché	3.6-05			
La dotation du chariot d'urgence est formalisée.	3.6-05			
La dotation du chariot d'urgence est complète	2.3-07			
Le défibrillateur est posé sur le chariot d'urgence ou sa localisation est indiquée sur ce dernier	2.3-07			
La bouteille d'oxygène pleine est présente ou à proximité immédiate de celui-ci	2.3-07			
Le chariot est scellé et le numéro correspond à celui indiqué sur la dernière vérification	2.3-07			
Le numéro de la scellée correspond à celui indiqué sur la dernière vérification	2.3-07			
Les motifs d'ouverture sont retrouvés	2.3-07			

Le chariot et la bouteille d'oxygène sont vérifiés au minimum tous les mois et après chaque utilisation	3.6-05			
La vérification du chariot d'urgence est tracée	3.6-05			
La tracabilité reprend le nom prénom date signature et si besoin les produits en commande	3.6-05			
Le chariot d'urgence est vérifié par les différents professionnels de santé concernés par son utilisation (système de rotation)	3.6-05			
Le défibrillateur et respirateur sont vérifiés selon la procédure en vigueur	3.6-05			
Le chariot est propre et nettoyé au moins une fois par mois	2.3-10 2.3-11 2.3-13			
Le chariot n'est pas encombré	3.6-05			
Les conditions de stockage des produits de santé sont adaptées (boîtes fermées, conteneurs sécurisés, conservation du froid, ...).	2.3-07			
Il n'y a pas de produits périmés (<6 mois)	2.3-07			
Les conditions de transport des produits de santé sont adaptées (boîtes fermées, conteneurs sécurisés, conservation du froid, ...).	2.3-07			

En HAD : la capacité d'intervention soignante à domicile 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 est assurée

Le patient a-t-il un numéro à sa disposition avec des les consignes ?	2.2-14			
Un sac d'urgence est disponible dans le véhicule	2.2-14			
Les conditions de stockage des produits de santé sont adaptées (boîtes fermées, conteneurs sécurisés, conservation du froid,...).	2.2-14			
Les conditions de transport des produits de santé sont adaptées (boîtes fermées, conteneurs sécurisés, conservation du froid,...).	2.2-14			

OUI **NON**

SCORE	2.4.04		AGIR et TRACER
--------------	--------	--	-----------------------